

Questo documento è stato prodotto il 29.04.2024 e copre tutti i prodotti della categoria:


Autotest dell'antigene

Il documento attuale può essere scaricato qui:



COLLEGAMENTO DIRETTO

Nel catalogo dei prodotti, questi documenti PDF possono essere generati a qualsiasi livello della gerarchia cliccando sul simbolo.

[Home](#)[Categories ▾](#)[Brands ▾](#)[About us ▾](#)

Home  -> SourceWeb Medical AG  -> Protective equipment  -> Protective masks  -> 3M 1860 

Tabella dei contenuti

Covid-19

Autotest dell'antigene

Hotgen® Autotest Antigen	1
SafeCare Autotest dell'antigene	2
SourceWeb® Autotest Antigen	3

Hotgen® Autotest Antigen

Riconosciuto ufficialmente nell'UE come test laico (con sigillo CE).

Questo test rapido monouso è utilizzato per la determinazione dell'antigene del coronavirus. Il campione viene prelevato da un tampone nasale umano. Il Corona Rapid Test è utilizzato come test rapido per casi sospetti di coronavirus. Questo test può anche essere utilizzato per la riconferma per il rilevamento di acidi nucleici in pazienti dimessi. Questo test ha l'approvazione CE per l'uso laico (autotest) per il rilevamento della SARS-CoV-2 ed è anche elencato con il BfArM e valutato dall'Istituto Paul Ehrlich.

Caratteristiche speciali:

- Risultato rapido - 15-20 minuti
- Facile da usare anche per i profani - tutto in un unico kit
- Kit di test confezionati singolarmente in modo igienico
- Alta precisione e variante testata (incluso Omicron)
- Test con certificazione CE come test laico

Ambito di consegna:

- Cassetta per il test dell'antigene del coronavirus
- Tampone di estrazione del campione
- Tampone sterile
- Sacco a pressione monouso per lo smaltimento
- Istruzioni per l'uso

Produttore: Beijing Hotgen Biotech Co, Ltd.

Strumento: Può essere eseguito senza attrezzature aggiuntive

Formato: Test nasale anteriore

Temperatura di conservazione: 4 - 30°C

Tempo di selezione: 15 minuti

Specificità: 99,76 %

Sensibilità: 97,10%

Certificazione CE: CE 0123

Numero BfArM-AT: AT1236/21

Imballaggio: incartato individualmente



CE-Certificato



Verifica della variante (Omicron)



Guarda il video



SafeCare Autotest dell'antigene

Il SafeCare COVID-19 Nasopharyngeal Antigen Rapid Test è progettato per fornire un rilevamento di alta qualità degli antigeni della proteina nucleocapside. A questo scopo, un tampone qualificato viene prelevato dal rinofaringe o dalla regione nasale anteriore come parte di una strategia di test professionale. Il test rapido dell'antigene è stato valutato secondo l'Istituto Paul Ehrlich ed è incluso nella lista dei test SARS-CoV-2 del BfArM. Può essere effettuata solo da personale medico qualificato. Il test da parte di personale addestrato è possibile anche al PoC.

Con il COVID-19 Nasopharyngeal Antigen Rapid Test, SafeCare offre un'opzione affidabile e semplice per un test efficace per il nuovo coronavirus. Dal momento che può essere utilizzato anche per i test di massa, una strategia di test sostenibile può essere implementata per le strutture pubbliche o le aree utilizzate commercialmente, così come per le scuole e le aziende, al fine di individuare rapidamente le persone infette da SARS-CoV-2 e quindi proteggere tutte le persone interessate.

Un risultato del test è disponibile entro 10-15 giorni. Ciò significa che le persone testate possono essere sicure rapidamente, mentre la sensibilità relativa del SafeCare - COVID-19 Nasopharyngeal Antigen Rapid Test è molto alta. La specificità relativa è del 96,97% e la specificità relativa è del 100%.

Materiale del campione: tamponi nasofaringei.

Risultato del test: in 10-15 minuti

Sensibilità molto alta: 96,97%

Specificità molto alta: 100,00%

Contenuto : 25 test inclusi i materiali di consumo

Manipolazione: Facile da maneggiare senza sistema di analisi aggiuntivo

Luogo del test: Possibilità di test dove non è disponibile alcun test di laboratorio (PoC)

Uso: Test destinato all'uso professionale

Rimborsabile: BfArM-listed (AT199/20) e quindi rimborsabile.

I prezzi indicati sono per unità per 1 test.



Datenblatt



Guarda il video



SourceWeb® Autotest Antigen

Riconosciuto ufficialmente nell'UE come test laico (con sigillo CE).

Questo test rapido monouso è utilizzato per la determinazione dell'antigene del coronavirus. Il campione viene prelevato da un tampone nasale umano. Il Corona Rapid Test viene utilizzato come test rapido per i casi sospetti di coronavirus. Questo test può essere utilizzato anche per la riconferma per la rilevazione di acidi nucleici in pazienti dimessi. Questo test ha ottenuto l'approvazione CE per l'uso da parte dei non addetti ai lavori (autodiagnosi) per la rilevazione del SARS-CoV-2 ed è anche elencato dal BfArM, oltre ad essere stato valutato dall'Istituto Paul Ehrlich.

Caratteristiche speciali:

- Risultato rapido - 15-20 minuti
- Facile da usare anche per i non addetti ai lavori - tutto in un unico set
- Set di test confezionati singolarmente in modo igienico
- Alta precisione e varianti testate (incluso Omicron).
- Test con certificazione CE come test laico

Ambito di fornitura:

- Cassetta per il test dell'antigene del coronavirus
- Tampone di estrazione del campione
- Tampone sterile
- Sacchetto a pressione monouso per lo smaltimento
- Istruzioni per l'uso

Produttore: SourceWeb Medical Ltd.

Strumento: Può essere eseguito senza attrezzature aggiuntive

Formato: Test nasale anteriore

Temperatura di stoccaggio: 4 - 30°C

Tempo di selezione: 15 minuti

Specificità: 99,76 %

Sensibilità: 97,10%

Certificazione CE: CE 0865

Imballaggio: Confezione da 10

L'imballaggio e il design possono differire dall'immagine



CE-Certificato

